


## Wb用抗ニーマンピック病C1（Niemann Pick C1）モノクローナル抗体 - O15118

商品番号: CM0006059



### 前書き

ヒトのニーマンピック病C1タンパク質（NPC1）に対するウサギモノクローナル抗体です。ウエスタンブロット（WB）、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの使用に適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。コレステロール輸送研究での検証が完了しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ     | 値                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| 製品名       | ニーマンピック病C1（Niemann Pick C1）ウサギmAb                          |
| 略号・別名     | NPC; POGZ; SLC65A1; Niemann Pick C1                        |
| 対象種       | ヒト                                                         |
| 遺伝子ID（ヒト） | 4864                                                       |
| 遺伝子ID     | 4864                                                       |
| 免疫原       | 合成ペプチド ヒト・ニーマンピック病C1（O15118）のアミノ酸1179～1278番内の配列に対応する合成ペプチド |
| 由来        | ウサギ                                                        |
| カテゴリー     | モノクローナル抗体                                                  |
| 用途        | WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA                                      |
| 交差反応性     | ヒト、マウス、ラット                                                 |
| SWISS     | O15118                                                     |
| タンパク質分子量  | 142 kDa                                                    |
| 発送方法      | 保冷剤                                                        |