

Anti-Ninein (Nin/Sckl7) ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q8N4C6

商品番号: CM0028844

前書き

ヒトNinein（NIN/SCKL7）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。中心体および微小管研究に最適。SWISS : Q8N4C6。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NIN Rabbit pAb
備考/別名	SCKL7; NIN
種	ヒト
GeneID	51199
免疫原	ヒトNIN（NP_891991.1）のアミノ酸1-287に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8N4C6
タンパク質分子量	243kDa
発送	アイスバッグ