


WbおよびElisa用Anti-Ninj1 Rabbit Polyclonal Antibody - O70131

商品番号: CM0030495



前書き

マウスNINJ1 (Ninjurin-1) に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット (WB) およびELISAに適しています。N末端領域 (aa 1-152) を認識します。マウスモデルにおける細胞死、炎症、および神経生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

製品名	NINJ1 Rabbit pAb
備考/別名	NIN1; NINJURIN
種	マウス
GeneID (ヒト)	4814
GeneID	18081
免疫原	合成ペプチド (マウスNINJ1 (NP_038638.1) のアミノ酸1-152内の配列に対応する合成ペプチド)
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	O70131
タンパク質分子量	16kDa
配送	アイスバッグ