


Anti-Ninj1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q92982

商品番号: CM0023781



前書き

ヒトNinjurin-1 (NINJ1)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。プログラム細胞死、炎症、および神経損傷の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	NINJ1 Rabbit pAb
備考/別名	NIN1; NINJURIN; NINJ1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4814
遺伝子ID	4814
免疫原	合成ペプチド ヒトNINJ1 (NP_004139.2) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92982
タンパク質分子量	16kDa
配送	アイスバック