

ウェスタンブロットおよびElisa用 抗Ninl ウサギポリクローナル抗体 - Q9Y2I6

商品番号: CM0028044

前書き

ヒトナインニン様タンパク質（NINL）に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションに適し、マウスとの交差反応性あり。細胞骨格および中心体研究に最適。 - Q9Y2I6

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NINL ウサギ pAb
備考／別名	NLP; NINL
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	22981
遺伝子ID	22981
免疫原	組換えタンパク質；ヒトNINL（NP_079452.3）のアミノ酸1-190に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q9Y2I6
タンパク質分子量	156kDa
発送	保冷バッグ