

Wb、Elisa用抗Nipsnap1ウサギポリクローナル抗体 - Q9Bpw8

商品番号: CM0019458

前書き

ヒトNIPSNAP1に対するウサギポリクローナル抗体。
ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応します。マイトファジーおよびミトコンドリア機能障害の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NIPSNAP1ウサギpAb
備考／別名	NIPSNAP1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	8508
GeneID	8508
免疫原	ヒトNIPSNAP1（NP_003625.2）のアミノ酸70～145に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BPW8
タンパク質分子量	33kDa
配送	保冷バッグ