

Wb、Elisa用抗Nkd1ウサギポリクローナル抗体 - Q969G9

商品番号: CM0024187

前書き

WBおよびELISAアプリケーション向けの抗NKD1ウサギポリクローナル抗体で、ヒトNKD1タンパク質を標的としています。Wntシグナル伝達経路の研究に適しており、IVD原料のニーズに対応してCamelBioが供給しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NKD1 Rabbit pAb
別名	Naked1; NKD1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	85407
遺伝子ID	85407
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交叉反応性	ヒト
SWISS	Q969G9
タンパク質分子量	52kDa
配送方法	氷袋