


Wb、Elisa用抗Nkrfポリクローナル抗体 - O15226

商品番号: CM0027950



前書き

ヒトNKRF（NF-κB抑制因子）に対する高品質ウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに対応。ヒト、マウス、ラットで検証済み。転写制御研究に最適です。UniProt O15226。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NKRF ウサギ pAb
備考／別名	NRF; ITBA4; NKRF
種	ヒト
GeneID（ヒト）	55922
GeneID	55922
免疫原	ヒトNKRF（NP_060014.2）のアミノ酸391～690に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O15226
タンパク質分子量	78kDa
発送	氷袋