

Ihc-P、Elisa用抗Nkx2-1ウサギモノクローナル抗体 - P43699

商品番号: CM0006658

前書き

IHC-PおよびELISAで検証済みの高特異的抗NKX2-1ウサギモノクローナル抗体で、甲状腺および肺の研究に適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。IVD原料として最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NKX2-1 ウサギmAb
備考/別名	BCH; BHC; NK-2; TEBP; TTF1; NKX2A; NMTCL; T/EBP; TITF1; TTF-1; NKX2.1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7080
遺伝子ID	7080
免疫原	ヒトNKX2-1の組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P43699
タンパク質分子量	39kDa
配送	氷袋