

## Wb、Elisa用抗Nkx2-1ウサギポリクローナル抗体 - P43699

商品番号: CM0030339

### 前書き

CamelBioはNKX2-1（TTF-1、P43699）に対するウサギポリクローナル抗体を提供しており、WBおよびELISAでの検証が完了しています。ヒトおよびラットのNKX2-1を認識し、甲状腺および肺の発生研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名         | NKX2-1 Rabbit pAb                                                             |
| 備考/別名       | BCH; BHC; NK-2; TEBP; TTF1; NKX2A; NMTCL; T/EBP; TITF1; TTF-1; NKX2.1; NKX2-1 |
| 種           | ヒト                                                                            |
| GeneID (ヒト) | 7080                                                                          |
| GeneID      | 7080                                                                          |
| 免疫原         | ヒトNKX2-1 (NP_003308.1) のアミノ酸20～110番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質                       |
| 起源          | ウサギ                                                                           |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                                     |
| 用途          | WB、ELISA                                                                      |
| 交差反応性       | ヒト、ラット                                                                        |
| SWISS       | P43699                                                                        |
| タンパク質分子量    | 39kDa                                                                         |
| 発送          | 氷袋                                                                            |