

Wb・Elisa用抗Nkx2-2ポリクローナル抗体 - O95096

商品番号: CM0030595

前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みのNKX2-2ウサギポリクローナル抗体です。ヒトに反応します。標的は膵β細胞の発生および神経誘導に関与する転写活性化因子です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NKX2-2 ウサギ pAb
別名	NKX2B; NKX2.2; NKX2-2
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4821
遺伝子ID	4821
免疫原	ヒトNKX2-2 (NP_002500.1) のアミノ酸102～201番以内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O95096
タンパク質分子量	30kDa
輸送方法	氷袋