

## Wb、Elisa用 抗Nkx2-5 ウサギポリクローナル抗体 - P52952

商品番号: CM0027513



## 前書き

ヒトNKX2-5 (CSX)

を標的とするWBおよびELISA用ウサギポリクローナル抗体。マウスおよびラットと交差反応性あり。心臓および脾臓発生研究、先天性心疾患研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 製品名         | NKX2-5 ウサギ pAb                                               |
| 備考/別名       | CSX; CSX1; VSD3; CHNG5; HLHS2; NKX2E; NKX2.5; NKX4-1; NKX2-5 |
| 種           | ヒト                                                           |
| GeneID (ヒト) | 1482                                                         |
| GeneID      | 1482                                                         |
| 免疫原         | ヒトNKX2-5 (NP_004378.1) のアミノ酸1-135に対応する配列を含む組換え融合タンパク質        |
| 由来          | ウサギ                                                          |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                    |
| 適用          | WB, ELISA                                                    |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                                   |
| SWISS       | P52952                                                       |
| タンパク質分子量    | 35kDa                                                        |
| 発送          | 保冷バッグ                                                        |