

抗Nkx3-2ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用途） - P78367

商品番号: CM0029732

前書き

ヒトNKX3-2を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに適しています。マウスおよびラットのNKX3-2と交差反応性を示します。軟骨細胞の成熟、骨格発生、腸形態形成の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NKX3-2 Rabbit pAb
備考／別名	SMMD; BAPXI; NKX3B; NKX3.2; NKX3-2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	579
GeneID	579
免疫原	ヒトNKX3-2 (NP_001180.1) のアミノ酸1〜180番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P78367
タンパク質分子量	35kDa
発送方法	保冷剤