

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Nkx3.1モノクローナル抗体 - Q99801

商品番号: CM0006465



前書き

NKX3.1に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットのNKX3.1を認識します。予測分子量は26 kDaです。前立腺がんおよび発生研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NKX3.1ウサギmAb
備考／別名	NKX3; BAPX2; NKX3A; NKX3.1
種	ヒト
GeneID	4824
免疫原	ヒトNKX3.1のアミノ酸1〜100に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_006158.2)。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99801
タンパク質分子量	26kDa
配送	保冷バッグ