

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Nkx3.1 ポリクローナル抗体 - Q99801

商品番号: CM0021049



前書き

NKX3.1に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫蛍光、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスサンプルに適しており、前立腺発達およびがん研究に理想的です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NKX3.1 Rabbit pAb
備考/別名	NKX3; BAPX2; NKX3A; NKX3.1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4824
GeneID	4824
免疫原	ヒトNKX3.1 (NP_006158.2) のアミノ酸1-80領域を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q99801
タンパク質分子量	26kDa
輸送	保冷バッグ