

WbおよびElisa用抗Nkx3.1ラビットモノクローナル抗体 - Q99801

商品番号: CM0002181



前書き

WBおよびELISA用に検証された高品質な抗NKX3.1ラビットモノクローナル抗体。ヒトNKX3.1（前立腺特異的腫瘍抑制転写因子）を認識します。前立腺がんの研究や診断薬の開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NKX3.1 Rabbit mAb
備考/別名	NKX3; BAPX2; NKX3A; NKX3.1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4824
GeneID	4824
免疫原	ヒトNKX3.1 (Q99801) のアミノ酸1-234に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q99801
タンパク質分子量	26kDa
配送	氷袋