

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Nkx6-1 ポリクローナル抗体 - P78426

商品番号: CM0023661

前書き

WB、IHC-P、ELISA用として検証済みの高品質NKX6-1
ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと
交差反応性あり。ベータ細胞および運動ニューロン発
生に必須の転写因子を標的とします。発生生物学研究
に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NKX6-1 ウサギ pAb
備考/別名	NKX6A; NKX6.1; NKX6-1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4825
GeneID	4825
免疫原	合成ペプチド
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P78426
タンパク質分子量	38kDa
配送	保冷バッグ