

Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Nlgn4Y ポリクローナル抗体 - Q8Nfz3

商品番号: CM0029884

前書き

NLGN4Yを標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに交差反応性を示します。脳および精巣における細胞接着とシナプス形成の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NLGN4Y ウサギ pAb
備考/別名	HNL4Y; NLGN4Y
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	22829
遺伝子ID	22829
免疫原	ヒトNLGN4Y (NP_001157710.1)のアミノ酸122-256に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8Nfz3
タンパク質分子量	92kDa
配送	保冷バッグ