

WbおよびElisa用 抗NLN ウサギポリクローナル抗体 - Q9Byt8

商品番号: CM0014004



前書き

ヒトNLN（ニューロリシン）に対するウサギポリクローナル抗体。ミトコンドリアメタロプロテアーゼ。WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびラットと交差反応性あり。神経ペプチド分解およびカンナビノイドシグナル伝達の研究に有用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NLN ウサギ pAb
備考/別名	MEP; MOP; AGTBP; EP24.16; NLN
種	ヒト
GeneID (ヒト)	57486
GeneID	57486
免疫原	ヒトNLN (NP_065777.1) のアミノ酸630-704に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q9BYT8
タンパク質分子量	81kDa
発送	保冷バッグ