

抗Nlrc4ポリクローナル抗体（Wb用） - Q3Up24

商品番号: CM0023086



前書き

WB、IF/ICC、IF-

P、ELISAに対応したウサギ由来NLRC4ポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットと反応します（SWISS:

Q3UP24）。インフラマソームおよび自然免疫研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NLRC4 ウサギpAb
別名	CLAN; IPAf; AIFEC; CLAN1; CLANA; CLANB; CLANC; CLAND; FCAS4; CARD12; CLR2.1; NLRC4
種	マウス
GeneID (ヒト)	58484
GeneID	268973
免疫原	組換えタンパク質 マウスNLRC4のアミノ酸71〜170番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。(NP_001028539.1)
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q3UP24
タンパク質分子量	116kDa
輸送方法	保冷剤