


抗Nlrc4 ウサギポリクローナル抗体 Wb, If/Icc, If-P, Elisa対応 - Q9Npp4

商品番号: CM0030849



前書き

NLRC4 ウサギポリクローナル抗体（WB, IF/ICC, IF-P, ELISA対応）。ヒト、マウス、ラットで検証済み。自然免疫における主要なインフラマソーム成分であるNLRファミリーCARDドメイン含有タンパク質4。免疫検出およびサイトカイン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NLRC4 ウサギ pAb
別名	CLAN; IPAF; AIFEC; CLAN1; CLANA; CLANB; CLANC; CLAND; FCAS4; CARD12; CLR2.1; NLRC4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	58484
GeneID	58484
免疫原	組換えタンパク質 ヒトNLRC4 (NP_001186067.1) のアミノ酸85-170番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NPP4
タンパク質分子量	116kDa
発送	保冷剤