

Wb、Elisa用抗Nlrc5ポリクローナル抗体 - Q86Wi3

商品番号: CM0022786

前書き

NLRC5に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAでバリデーション済み。ヒトNLRC5を検出し、マウスとも交差反応します。NF-κBおよびインターフェロンシグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NLRC5ウサギpAb
備考／別名	NOD4; NOD27; CLR16.1; NLRC5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	84166
GeneID	84166
免疫原	ヒトNLRC5の組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q86WI3
タンパク質分子量	205kDa
輸送	アイスバッグ