

抗Nlrp10ウサギポリクローナル抗体 - Q86W26

商品番号: CM0023575



前書き

ヒトNLRP10（NALP10）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。自然免疫および炎症反応の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NLRP10 ウサギpAb
備考/別名	NOD8, PAN5, PYNOD, NALP10, CLRI1.1, NLRP10
種	ヒト
遺伝子ID	338322
免疫原	ヒトNLRP10のアミノ酸1-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_789791.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q86W26
タンパク質重量	75kDa
配送	アイスバッグ