

Wb、Elisa用 抗Nlrp11 ウサギ ポリクローナル抗体 - P59045

商品番号: CM0014905

前書き

ヒト検体におけるWBおよびELISA用NLRP11ウサギポリクローナル抗体。炎症に関与するNACHT、LRR、PYDドメイン含有タンパク質を標的とします。免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NLRP11 ウサギ pAb
備考/別名	NOD17; PAN10; NALP11; PYPAF6; PYPAF7; CLR19.6; NLRP11
種	ヒト
GeneID	204801
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P59045
タンパク質分子量	118kDa
発送	保冷バッグ