


## Wb、Elisa用Anti-Nlrp12ポリクローナル抗体 - P59046

商品番号: CM0014326



### 前書き

ヒト由来のWBおよびELISAで検証済みのAnti-NLRP12ウサギポリクローナル抗体。ラットとの交差反応性があります。NLRP12は主要な炎症抑制因子であり、NF- $\kappa$ B、NOD2、およびRIGIシグナル伝達を阻害します。免疫学および感染症研究に最適です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------|
| 製品名      | NLRP12 Rabbit pAb                                                  |
| 備考/エイリアス | RNO; PAN6; RNO2; FCAS2; NALP12; PYPAF7; CLR19.3; NLRP12            |
| 種        | ヒト                                                                 |
| 遺伝子ID    | 91662                                                              |
| 免疫原      | 組換えタンパク質[ヒトNLRP12 (NP_653288.1) のアミノ酸862-1061に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 起源       | ウサギ                                                                |
| カテゴリー    | ポリクローナル抗体                                                          |
| アプリケーション | WB, ELISA                                                          |
| 交差反応性    | ラット                                                                |
| SWISS    | P59046                                                             |
| タンパク質分子量 | 120kDa                                                             |
| 配送       | 氷袋                                                                 |