

Anti-Nlrp2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q9NX02

商品番号: CM0028639



前書き

ヒトNLRP2に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒトおよびマウスのサンプル中の内在性NLRP2を検出します。インフラマソームおよびNF-

kBシグナル伝達の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NLRP2 Rabbit pAb
備考/別名	NBS1; PAN1; NALP2; PYPAF2; CLR19.9; NLRP2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55655
GeneID	55655
免疫原	ヒトNLRP2 (NP_060322.1) のアミノ酸665-820に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9NX02
タンパク質分子量	121kDa
配送	アイスバック