


Wb、Ip、Elisa対応 抗Nlrp3 ウサギモノクローナル抗体 - Q96P20

商品番号: CM0012758



前書き

ヒトNLRP3に対するウサギモノクローナル抗体で、ウェスタンブロット、免疫沈降、ELISAでの使用が検証済みです。NLRP3インフラマソームの活性化、IL-1 β /IL-18分泌、ピロトーシス（細胞焦熱死）、Th2分化の研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NLRP3 ウサギmAb
別名	AIL; AVP; FCU; MWS; FCAS; KEFH; CIASI; FCASI; NALP3; Clorf7; CLR1.1; DFNA34; PYPAF1; AGTAVPRL
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	114548
遺伝子ID	114548
免疫原	ヒトNLRP3 (NP_004886.3) のアミノ酸100～210番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q96P20
タンパク質分子量	118 kDa
輸送方法	保冷剤