


Wb、If/Icc、Elisa用抗Nlrp3ウサギポリクローナル抗体 - Q96P20

商品番号: CM0015043



前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みの、NLRP3（クリオピリン）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。インフラマソーム活性化および自然免疫の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NLRP3ウサギpAb
備考/別名	AII; AVP; FCU; MWS; FCAS; KEFH; CIAS1; FCAS1; NALP3; Clorf7; CLRL1.1; DFNA34; PYPAF1; AGTAVPRL; NLRP3
種	ヒト
GeneID（ヒト）	114548
GeneID	114548
免疫原	組換えタンパク質[ヒトNLRP3（NP_001120934.1）のアミノ酸1～220の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96P20
タンパク質分子量	118kDa
配送	保冷バッグ