

Wb、Elisa用抗Nlrp5ポリクローナル抗体 - P59047

商品番号: CM0025773



前書き

NLRP5 (MATER、NALP5) を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットのサンプルを用いたウエスタンブロットおよびELISAアプリケーションで検証済みです。皮質下母性複合体および初期胚発生の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NLRP5 Rabbit pAb
備考/別名	MATER, NALP5, PAN11, PYPAF8, CLR19.8, NLRP5
対象種	ヒト
GeneID	126206
免疫原	ヒトNLRP5 (NP_703148.4) のアミノ酸157-256番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P59047
タンパク質分子量	134kDa
輸送方法	保冷剤