


Anti-Nlrp6 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - P59044

商品番号: CM0010398



前書き

ヒトNLRP6を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAアプリケーションで検証済みです。インフラマソーム活性化、自然免疫、および宿主防御機構の研究に適しています。Swiss-Prot: P59044。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NLRP6 Rabbit mAb
備考/別名	AVR; NAVR; PAN3; NALP6; PYPAF5; CLR11.4; NAVR/AVR
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	171389
遺伝子ID	171389
免疫原	ヒトNLRP6 (NP_612202.2) のアミノ酸793-892領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P59044
タンパク質分子量	99 kDa
配送	氷袋