

Wb、Elisa用 Anti-Nlrp6 ウサギ ポリクローナル抗体 - Q91Ws2

商品番号: CM0019991

前書き

マウスNlrp6を標的とするWBおよびELISA用ウサギポリクローナル抗体。マウスおよびラットNlrp6を認識。インフラマソーム生物学、腸管粘膜免疫、宿主-病原体相互作用研究に有用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Nlrp6 ウサギ pAb
備考/別名	Avr; Navr; Nalp6; Pypaf5; Non-AVR; Navr/Avr; Nlrp6
種	マウス
GeneID	101613
免疫原	合成ペプチド マウスNlrp6のアミノ酸124-237に対応する配列の合成ペプチド(NP_598707.2)。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q91WS2
タンパク質分子量	97kDa
輸送	水袋