


Nlr1 ウサギポリクローナル抗体（Ko検証済）Wb、Elisa用 - Q86Ut6

商品番号: CM0022669



前書き

NLRX1を標的とするKO検証済みのウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。抗ウイルス自然免疫、オートファジー、NLRP3インフラマソーム経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済] NLRX1 Rabbit pAb
備考 / 別名	NOD5; NOD9; NOD26; DLNB26; CLR11.3; X1
種	ヒト
遺伝子ID	79671
免疫原	ヒトNLRX1（NP_001269073.1）のアミノ酸87～360位に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q86UT6
タンパク質分子量	108kDa
輸送方法	保冷剤