


Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗Nmdar1 モノクローナル抗体 - Q05586

商品番号: CM0008636



前書き

ヒトNMDAR1 (GRIN1, NR1)
を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。神経科学、シナプス可塑性、イオンチャネル研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NMDAR1 ウサギ mAb
備考/別名	NR1; MRD8; GluN1; NMDA1; DEE101; NDHMSD; NDHMSR; NMD-R1; NMDAR1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2902
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q05586
タンパク質分子量	105kDa
発送	保冷バッグ