

Anti-Nmdar1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If-P, Elisa - Q05586

商品番号: CM0003378



前書き

ヒトNMDAR1 (NR1/GluN1) を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IF-

P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。C末端免疫原。シナプス可塑性および神経変性の研究を支援します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NMDAR1 Rabbit mAb
備考 / 別名	NR1; MRD8; GluN1; NMDA1; DEE101; NDHMSD; NDHMSR; NMD-R1; NMDAR1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2902
遺伝子ID	2902
免疫原	ヒトNMDAR1 (Q05586) のアミノ酸800-900以内の配列に対応する合成ペプチド
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q05586
タンパク質分子量	105kDa
配送	氷袋