


Wb、Ihc、If、Elisa用 抗Nmdar1 ウサギポリクローナル抗体 - Q05586

商品番号: CM0030132



前書き

ヒトNMDAR1（GRIN1、NR1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応性があります。シナプス可塑性と学習に重要な105 kDaのNMDA受容体サブユニットを検出します。

詳細を学ぶ

パラメータ	値
製品名	NMDAR1 ウサギ pAb
備考/別名	NR1; MRD8; GluN1; NMDA1; DEE101; NDHMSD; NDHMSR; NMD-R1; NMDAR1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2902
GeneID	2902
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q05586
タンパク質分子量	105kDa
輸送	保冷バッグ