


Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗Nmdar2A ウサギポリクローナル抗体 - Q12879

商品番号: CM0013316



前書き

WB、IF-P、IHC-P、ELISA用 抗NMDAR2A
ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと
交差反応性あり。グルタミン酸受容体NMDA
2A（GRIN2A、165kDa、UniProt
Q12879）を標的。シナプス可塑性研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NMDAR2A ウサギ pAb
備考/別名	LKS; EPND; FESD; NR2A; GluN2A; NMDAR2A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2903
遺伝子ID	2903
免疫原	組換えタンパク質 ヒトNMDAR2A (NP_000824.1) のアミノ酸1130-1400に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q12879
タンパク質分子量	165kDa
発送	保冷バッグ