


ウェスタンブロット、If/Icc、Elisa用 抗Nmdar2Aウサギポリクローナル抗体 - Q12879

商品番号: CM0018552



前書き

ヒトNMDAR2A (NR2A, GluN2A)
を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAアプリケーションに使用できます。マウスおよびラットと交差反応性があります。神経科学におけるNMDA受容体研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NMDAR2A ウサギ pAb
備考/別名	LKS; EPND; FESD; NR2A; GluN2A; NMDAR2A
種	ヒト
遺伝子ID	2903
免疫原	ヒトNMDAR2A (NP_000824.1) のアミノ酸1130-1400に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q12879
タンパク質分子量	165kDa
発送	保冷バッグ