


Wb、If/Icc、Elisa用抗Nme1/Nm23Aポリクローナル抗体 - P15531

商品番号: CM0020965



前書き

ヒトNME1/NM23A（ヌクレオシド二リン酸キナーゼA）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済み。17 kDaのバンドを検出し、ヒトおよびラットと交差反応します。転移、ヌクレオチド代謝、DNA修復の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NME1/NM23AウサギpAb
備考／別名	NB; AWD; NBS; GAAD; NDKA; NM23; NDPKA; NDPK-A; NM23-H1; NME1/NM23A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4830
遺伝子ID	4830
免疫原	ヒトNME1/NM23A (NP_000260.1) のアミノ酸10～110に相当する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P15531
タンパク質分子量	17 kDa
配送	保冷バッグ