


Wb・Elisa用抗Nme1/Nm23Aウサギモノクローナル抗体 - P15531

商品番号: CM0011258



前書き

ヒトNME1/NM23A（NDKA、NM23-H1）に対するウサギモノクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応性を示します。腫瘍転移、ヌクレオシド代謝、細胞運動性の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NME1/NM23A ウサギmAb
別名	NB; AWD; NBS; GAAD; NDKA; NM23; NDPKA; NDPK-A; NM23-H1; NME1/NM23A
種	ヒト
遺伝子ID	4830
免疫原	合成ペプチド ヒトNME1/NME1/NM23A (P15531) のアミノ酸1-100領域の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P15531
タンパク質分子量	17 kDa
輸送方法	保冷剤