


抗Nme1/Nm23A ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - P15531

商品番号: CM0023268



前書き

ヒトNME1/NM23Aに対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。ヌクレオチド恒常性、転移、DNA断片化の主要制御因子であるヌクレオシド二リン酸キナーゼAを標的としています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] NME1/NM23A ウサギpAb
別名	NB; AWD; NBS; GAAD; NDKA; NM23; NDPKA; NDPK-A; NM23-H1; 3A
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	4830
免疫原	ヒトNME1/NM23A (NP_000260.1) のアミノ酸10-110領域内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P15531
タンパク質分子量	17kDa
配送方法	氷袋