


Anti-Nme1/Nm23A ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P15531

商品番号: CM0015734



前書き

ヒトNME1/NM23A (NDPK A)を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。標的タンパク質は、ヌクレオチド代謝および転移抑制に関与しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NME1/NM23A ウサギ pAb
備考/別名	NB; AWD; NBS; GAAD; NDKA; NM23; NDPKA; NDPK-A; NM23-H1; NME1/NM23A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4830
遺伝子ID	4830
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P15531
タンパク質分子量	17kDa
配送	アイスバッグ