

Anti-Nme2/Nm23B モノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P22392

商品番号: CM0010451



前書き

ヒトNME2/NM23B (P22392)

を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みであり、マウスおよびラットとの交差反応性があります。ヌクレオシド代謝、転写制御、およびがん生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NME2/NM23B Rabbit mAb
備考/別名	PUF; NDKB; NDPKB; NM23B; NDPK-B; NM23-H2; NME2/NM23B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4831
GeneID	4831
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	P22392
タンパク質分子量	17kDa
配送	氷袋