

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Nme2/Nm23Bポリクローナル抗体 - P22392

商品番号: CM0029576



前書き

ヒトNME2/NM23Bに対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。ヌクレオシド代謝、転写調節、がんシグナル伝達に関与する17 kDaのタンパク質を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NME2/NM23B ウサギpAb
備考/別名	PUF; NDKB; NDPKB; NM23B; NDPK-B; NM23-H2; NME2/NM23B
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4831
遺伝子ID	4831
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P22392
タンパク質分子量	17kDa
輸送方法	保冷剤