

## Wb、Ihc-P、Elisa用抗Nme6/Nm23-H6ポリクローナル抗体 - O75414

商品番号: CM0013683

### 前書き

ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IHC-P、ELISAで検証済みの、NME6（NM23-H6、IPIA-alpha）を標的とするウサギポリクローナル抗体。mt DNAの維持に不可欠な21 kDaのミトコンドリアNDPキナーゼを検出します。ミトコンドリア研究およびIVDアッセイ開発に最適です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                  |
|------------|----------------------------------------------------|
| 製品名        | NME6ウサギpAb                                         |
| 備考／別名      | NDK 6 ; NM23-H6 ; IPIA-ALPHA ; NME6                |
| 種          | ヒト                                                 |
| GeneID（ヒト） | 10201                                              |
| GeneID     | 10201                                              |
| 免疫原        | ヒトNME6（NP_005784.1）のアミノ酸9～194に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来         | ウサギ                                                |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                          |
| アプリケーション   | WB、IHC-P、ELISA                                     |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                         |
| SWISS      | O75414                                             |
| タンパク質分子量   | 21kDa                                              |
| 輸送         | 保冷バッグ                                              |