

ウェスタンブロット、Elisa用 抗Nme8 ウサギポリクローナル抗体 - Q8N427

商品番号: CM0020076

前書き

ヒトNME8 (NM23-H8/TXNDC3/Sptrx-2) を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスNME8 (~67 kDa) を検出し、精子形成および纖毛病研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NME8 ウサギ pAb
備考/別名	CILD6; DNAI8; SPTRX2; TXNDC3; NM23-H8; sptrx-2; HEL-S-99; NME8
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51314
GeneID	51314
免疫原	ヒトNME8 (NP_057700.3) のアミノ酸299-588に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q8N427
タンパク質分子量	67kDa
発送	保冷バッグ