

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Nmiウサギモノクローナル抗体 - Q13287

商品番号: CM0007427

前書き

ヒトNMI（N-myc-interactor、35kDa）に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAに適しています。自然免疫シグナル伝達、S TAT経路、炎症の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NMIウサギmAb
備考／別名	NMI
種	ヒト
GeneID（ヒト）	9111
GeneID	9111
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q13287
タンパク質分子量	35kDa
輸送	保冷バッグ