


WbおよびElisa用 Anti-Nmnat1 ポリクローナル抗体 - Q9Han9

商品番号: CM0028842



前書き

ヒトNMNAT1を標的とする高親和性ウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションで検証済み。NAD⁺代謝とクロマチンリモデリング研究のための重要なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	NMNAT1 ウサギ pAb
備考/別名	LCA9, NMNAT, PNAT1, SHILCA, NMNAT1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	64802
GeneID	64802
免疫原	ヒトNMNAT1 (NP_073624.2) の1-150アミノ酸配列に対応する組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9HAN9
タンパク質分子量	32kDa
発送	保冷バッグ