


Anti-Nmnat1ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Han9

商品番号: CM0026921



前書き

ヒトNMNAT1（SWISS: Q9HAN9）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。NAD+生合成、クロマチンリモデリング、および神経保護に関する研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NMNAT1 Rabbit pAb
備考/別名	LCA9; NMNAT; PNAT1; SHILCA; NMNAT1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	64802
GeneID	64802
免疫原	ヒトNMNAT1（NP_073624.2）のアミノ酸1-150に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9HAN9
タンパク質分子量	32kDa
配送	アイスバッグ