

Nmnat2に対するウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q9Bzq4

商品番号: CM0015600

前書き

ヒトNMNAT2に対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットの試料中の内在性NMNAT2を検出します。NAD+代謝や軸索維持の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NMNAT2 ウサギpAb
別名	PNAT2; Clorf15; NMNAT2
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	23057
GeneID	23057
免疫原	組換えタンパク質 ヒトNMNAT2 (NP_733820.1) のアミノ酸1-302番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
応用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BZQ4
タンパク質分子量	34kDa
配送	保冷剤