

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Nmnat3 ウサギポリクローナル抗体 - Q96T66

商品番号: CM0016738



前書き

ヒトNMNAT3（NAD⁺合成、軸索保護、タンパク質品質管理に関与するミトコンドリア酵素）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NMNAT3 ウサギ pAb
備考/別名	PNAT3; FKSG76; PNAT-3; NMNAT3
種	ヒト
遺伝子ID	349565
免疫原	ヒトNMNAT3のアミノ酸1-215に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_835471.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96T66
タンパク質分子量	28kDa
発送	保冷バッグ